

## EIP 2

Mit Erbe EIP 2-Spülpumpe –  
klare Sicht auf das Zielgewebe



# Mehr Sicherheit bei endoskopischen Eingriffen

klare Sicht für Diagnose und Therapie

Mit der Spülpumpe EIP 2 wird das Zielgewebe sauber von Fäzes, Speiseresten, Koagulum oder Blut freigespült. EIP 2 kann zur Spülung bei Diagnose und Therapie aktiviert werden, dadurch entfällt ein zusätzlicher Spülkatheter.



Nach Freispülen der Organwand gute Sicht  
auf das Zielgewebe,  
verbesserte HF-chirurgische Applikation

## Die Vorteile der Spülung

Beim HF-chirurgischen Schneiden und Koagulieren sind die Klebeffekte auf gespültem feuchtem Gewebe reduziert. Ebenso können durch die Spülung Blutungsquellen besser dargestellt und effektiv sowie gezielt koaguliert werden.

Erbe EIP 2 wird über Fußschalter oder direkt am Gerät aktiviert. Über die Schnellzugriffstaste des Displays kann zwischen drei Spüleinstellungen ausgewählt werden – Standard 30 %, 50 % oder 80 %, die individuell verändert und gespeichert werden können.

Mit einem Spüladapter kann der Schlauchsatz direkt an den Instrumentenkanal des Endoskops angeschlossen werden. Daher kann auch mit eingeführtem Instrument ohne Instrumentenwechsel gespült werden.



# Technische Daten

## EIP 2

Nr. 10325-000	Pumpentyp	Peristaltik-Rollenpumpe
	Betriebsart	kontinuierlich

## Pumpenbetrieb

Aktivierung	Steuerung über Fußschalter und über Bedienoberfläche am Gerät
Durchflussmenge	Variabel einstellbar über Bedienoberfläche der EIP 2. 3 Schnellzugriffstasten (30, 50 und 80 % voreingestellt)
Maximale Durchflussmenge mit Schlauchset	500 ml/min wird als 100% angezeigt

## Elektrischer Anschluss

Netzspannung	220–240 V~
Netzfrequenz	50 Hz

## Klassifikation

Schutzklasse	Klassifikation gemäß EN IEC 60601-1: Klasse I, Typ CF
Medizinproduktklassifizierung	Klassifikation gemäß EG-Richtlinie 93/42/EWG: IIa

## Zubehör

Einpedal-Fußschalter	20325-000
Schlauchset für Spülpinzetten	20325-020
Schlauchsatz für flexible Endoskope mit Luer-Lock Anschluss	20325-001
Spüladapter für Olympus, Fujifilm G5, STORZ	20325-003
Spüladapter für Fujifilm	20325-004
Spüladapter für PENTAX	20325-005



Erbe Elektromedizin GmbH  
Waldhörnlestraße 17  
72072 Tübingen  
Germany

Tel +49 7071 755-0  
Fax +49 7071 755-179  
info@erbe-med.com  
erbe-med.com