

Optimaliseer
de balans
tussen
dissectie-
snelheid,
thermische
impact en
sealen.

*U bepaalt de werksnelheid
met de thermoSect modus.*



TriSect rapide®

Dissectie en sealen
in 1 beweging

erbe
power your performance.



reddot winner 2023



Erbe Nederland B.V. · Velsenstraat 10 · 4251 LJ Werkendam · Nederland · +31 183 509 755 · klantenservice@erbe-nederland.com

JOIN US ON     



PRODUCT-ASSORTIMENT

Een instrument verkrijgbaar in 4 lengtes: 140 mm, 200 mm, 350 mm en 450 mm



Dissectie en Sealen True single step

SCHEIDT STRUCTUREN

BINDWEEFSEL



WEEFSEL VLAKKEN OPENEN

VATEN SEALEN EN DOORSNIJDEN

LIGAMENTEN

WEEFSELVLAKKEN SPREIDEN

DOORSNIJDEN VAN VETKAPSELS EN WEEFSELBUNDELS



Versnel je dissectie

- Gebruik fijne hemostase met thermoSECT waar toepasbaar en werk nog sneller.
- Vaten en weefselbundels vastpakken, sealen* en dissecteren in één stap
- Dissecteer nauwkeurig of stomp kwetsbaar structuren en weefsel dankzij het innovatieve ontwerp van de bladen

*1,6 sec bij vaten met een diameter van 3 mm / 2 sec bij vaten met een diameter van 5 mm

U kunt variabele hemostase toepassen

- Van punt coagulatie, diffuse bloedingscontrole, weefselbundel tot betrouwbaar vaat sealen
- Een onmiddellijke hemostase is altijd beschikbaar met de softCOAG bipolaire modus met zijn krachtige initiële coagulatie.



Opereren met minder thermisch impact

- Verminder de thermische verspreiding naar aangrenzend weefsel en voorkom onbedoelde oververhitting*.
- Werk zelfs dicht op kritieke structuren, de laterale thermische verspreiding is minder dan 1 mm
- Dit zorgt voor een veilige behandeling: Snel afkoelen van de bek tot 60° C na activering van één dissectie en seal

*De temperatuur aan de achterkant van de beek is lager dan 100° C.



Plug and operate

Connecteer TriSect rapide[®] met uw VIO[®] 3 werkstation en geniet van het werken met onze uitzonderlijke modi thermoSECT of softCOAG.

U zal het verschil zien.