



Strumenti e accessori
per crio-chirurgia


Avvertenze importanti

La Erbe Elektromedizin GmbH ha posto la massima cura nella redazione del catalogo accessori. Ciò nonostante non è possibile escludere completamente gli errori.

Le informazioni e i consigli contenuti nel catalogo non possono costituire fondamento di eventuali reclami verso la Erbe Elektromedizin GmbH. Nel caso in cui si configurasse una responsabilità derivante da norme di legge in vigore, tale responsabilità è limitata a dolo e negligenza grave.

Le indicazioni per l'uso degli strumenti sono basate su esperienze cliniche. La ricerca e l'esperienza clinica determinano uno sviluppo continuo nella tecnica e nel design dei prodotti. Inoltre, a causa delle tolleranze di produzione possono verificarsi lievi differenze rispetto alle misure indicate nel catalogo.

Altre avvertenze



Prima dell'uso, leggere attentamente le istruzioni relative.

Criochirurgia

Strumenti e accessori

- 04 Adattatore per bombola del gas CO₂
- 05 Criosonde per ERBECRYO 2, monouso
- 06 Accessori per ERBECRYO 2
- 07 Accessori per ERBOKRYO CA/ERBOKRYO AE

Strumenti e accessori

Adattatore per bombola del gas CO₂

Connettori specifici per bombole a gas nei diversi paesi


Code letter	E			F	G	H	I
Thread type / Country	W 2.8 x 1/14"	W 21.7 x 1/14"	0.860" x 14 TPI	0.830"-14 NGO	G 3/4"	Pin Index	W 27 x 2 mm
Standard	Whitworth thread DIN 477 no. 9 (ø x pitch)	French standard for gases NFE 29-650	B. S. 341 British standard Threads per inch = pitch in threads/inch	CGA no. 320 Compressed Gas Association National Gas Outlet Straight Threads (ø x pitch)	British Whitworth pipe thread DIN ISO 228-1 (ø in inches)	Kodierung 1&6 DIN EN ISO 407	ISO 5145 no. 17
Adattatore bombola del gas	20410-003			20402-060	20410-016	20410-011	20402-061
Valvola di commutazione per il collegamento di due adattatori per bombola del gas	20402-052						

Austria	Algeria	Australia	Argentina	Bielorussia	Canada	Danimarca
Belgio	Angola	Brunei	Bolivia	Repubblica	Cuba	Finlandia
Bielorussia	Bielorussia	Ecuador	Brasile	Ceca	Francia	Islanda
Bulgaria	Etiopia	Egitto	Costa Rica	Egitto	Gran Bretagna	Italia
Cina	Francia	Hong Kong	Guatemala	Russia	Paesi Bassi	Norvegia
ex. Jugoslavia	Guinea	India	Messico	Slovacchia	Stati Uniti d'America	Svezia
Finlandia	Libano	Indonesia	Perù	Ucraina	Venezuela	
Germania	Marocco	Iraq	Thailandia	Venezuela		
Grecia	Portogallo	Irlanda				
Ungheria	Russia	Giordania				
Israele	Somalia	Kenya				
Corea	Spagna	Kuwait				
Polonia	Svizzera	Liberia				
Russia	Siria	Libia				
Svezia	Tunisia	Malesia				
Ucraina	Ucraina	Malta				
		Nuova Zelanda				
		Nigeria				
		Pakistan				
		Arabia Saudita				
		Singapore				
		Sud Africa				
		Sri Lanka				
		Emirati Arabi				
		Uniti				
		Vietnam				
		Yemen				

Strumenti e accessori

Criosonde per ERBECRYO 2

Criosonda flessibile, monouso, \varnothing 1,1 mm, lunghezza 1150 mm, con guaina protettiva, lunghezza 817 mm
con guaina protettiva \varnothing 2,6 mm, lunghezza 817 mm



No. 20402-401

= 5

30402-406



STERILE EO

Criosonda flessibile, monouso, \varnothing 1,1 mm, lunghezza 1150 mm, con guaina protettiva, lunghezza 757 mm
con guaina protettiva \varnothing 2,6 mm, lunghezza 757 mm



No. 20402-402

= 5

30402-406



STERILE EO

Criosonda flessibile, monouso, \varnothing 1,7 mm, lunghezza 1150 mm



No. 20402-410

= 5

30402-406



STERILE EO

Criosonda flessibile, monouso, \varnothing 2,4 mm, lunghezza 1150 mm



No. 20402-411

= 5

30402-406



STERILE EO

Strumenti e accessori

Accessori per ERBOCRYO 2

Comando monopedale per ERBECRYO 2, AP & IP X8 Equipment



No. 20402-200

= 1

max 75 °C

30402-231



Prolunga per pedale ERBECRYO 2, lunghezza 0,4 m



No. 20402-202

= 1



ERBECRYO 2 Cart



No. 20402-300

= 1



Cestello, 339 x 100/155 x 205 mm (L x A x P)



No. 20180-010

= 1



Strumenti e accessori

Accessori per ERBECRYO 2

Accessori per ERBECRYO 2	No.
Tubo di raccordo per gas compatibile con ERBOKRYO CA / ERBOKRYO AE / ERBECRYO 2, lunghezza 1 m	20410-004
Tubo di raccordo per gas compatibile con ERBOKRYO CA / ERBOKRYO AE / ERBECRYO 2, lunghezza 0,7 m	20448-000
Adattatore per bombola del gas E, CO ₂ , W 21,8 x 1/14" / W 21,7 x 1/14" / 0,860" x 14 TPI	20410-003
Adattatore per bombola del gas F, CO ₂ , 0,830"-14 NGO	20402-060
Adattatore per bombola del gas G, CO ₂ , G 3/4"	20410-016
Adattatore per bombola del gas H, CO ₂ , Pin Index	20410-011
Adattatore per bombola del gas I, CO ₂ , W 27 x 2 mm	20402-061
Valvola di commutazione, CO ₂	20402-052
Tubo di evacuazione del gas per ERBECRYO 2, lunghezza 5 m Diametro interno 13 mm, diametro esterno 18 mm	20402-007
Tubo di evacuazione del gas per ERBECRYO 2, lunghezza 10 m Diametro interno 13 mm, diametro esterno 18 mm	20402-008

Accessori per ERBOKRYO CA / ERBOKRYO AE

Accessori per ERBOKRYO CA / ERBOKRYO AE	No.
Tubo gas per ERBOKRYO CA / ERBOKRYO AE / ERBECRYO 2, lunghezza 0,7 m	20448-000
Tubo gas per ERBOKRYO CA / ERBOKRYO AE / ERBECRYO 2, lunghezza 1 m	20410-004
Filtro gas per CO ₂ (Germania)	20410-010
Filtro gas per CO ₂ , direttiva CEI, G 3/4"	20410-017
Filtro gas, N ₂ O, R 3/8"	20410-006
Cartucce filtranti di ricambio per filtro gas N ₂ O, R 3/8"	20410-008
Adattatore per bombola del gas E, CO ₂ , W 21,8 x 1/14" / W 21,7 x 1/14" / 0,860" x 14 TPI	20410-003
Adattatore per bombola del gas F, CO ₂ , 0,830"-14 NGO	20402-060
Adattatore per bombola del gas G, CO ₂ , G 3/4"	20410-016
Adattatore per bombola del gas H, CO ₂ , Pin Index	20410-011
Adattatore per bombola del gas I, CO ₂ , W 27 x 2 mm	20402-061
Adattatore per bombola del gas, N ₂ O, R 3/8"	20410-001
Adattatore per bombola del gas, N ₂ O, 11/16" x 20	20410-002
Adattatore per bombola del gas, N ₂ O, Pin Index	20410-005
Adattatore per bombola del gas, N ₂ O, M 22 x 1,5	20410-013
Adattatore per bombola del gas, N ₂ O, M 26 x 1,5	20410-037

Important information

The information, recommendations and other details contained in this medium ("information") reflect our state of knowledge and the state of the art in science and technology at the time the medium was created. The information is of a general nature, non-binding and intended solely for general information purposes; it does not constitute instructions for use.

The information and recommendations contained in this medium do not create any legal obligations on the part of Erbe Elektromedizin GmbH and its affiliated companies ("Erbe") or any other claims against Erbe. The information does not constitute any guarantees or other information on the nature of the product; such information requires an express contractual agreement with Erbe in each individual case.

Erbe is not liable for any kind of damage resulting from following the information on this medium, regardless of any legal grounds for liability.

Every user of an Erbe product is responsible for testing the respective Erbe product in advance with regard to its properties and its suitability for the intended type of use or purpose. Suitable type of use of the respective Erbe product can be found in the instructions for use for the respective Erbe product. The user is obliged to ascertain whether the instructions for use available to him/her correspond to the current status of the specific Erbe product. Devices may only be used in accordance with the instructions for use.

Information on settings, application sites, application duration and use of the respective Erbe product is based on the clinical experience of individual centers, physicians and clinical literature independent of Erbe as well as post market surveillance and empirical evidence. They constitute reference values, or Experienced Starting Settings, which must be checked by the user to ensure that they are suitable for the specifically planned application. Depending on the circumstances of a specific application, it may be necessary to deviate from the information provided. The user is responsible for checking this when using Erbe products. We wish to note that science and technology are subject to constant development as a result of research and clinical experience. Similarly, medicine and clinical application are constantly evolving as a result of research and technological development. This may also make it necessary for the user to deviate from the information provided on this medium.

This medium contains information about Erbe products that may not be approved/cleared in certain countries. The user of the respective Erbe product is obliged to inform himself/herself as to whether the Erbe product he/she is using is legally approved/cleared in his/her country and/or to what extent, if any, there are legal requirements for or restrictions on its use.

This medium is not intended for use in the USA.

Erbe Italia S.r.l.
Viale Sarca, 336/f
20126 Milano
Italia

Tel +39 02 6474681
info@erbe-italia.com
erbe-italia.com
medical-videos.com