

No: 20321-004

Absaugrohr



Abmessungen und Gewicht

Länge	1.3000 Meter
-------	--------------

Basisfeatures

Kompatibilität	Anschluss Ø 22 mm
----------------	-------------------

Anschluss	mit Anschluss ø 22 mm
-----------	-----------------------

Reinigung und Aufbereitung

Maschinelle Reinigung	max 95 °C
-----------------------	-----------

Sterilisation im Autoklaven	max 134 °C
-----------------------------	------------

Weitere Produkthinweise

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------