

No: 20195-542

Bipolare Pinzette PREMIUM, bajonett



- Geringe Gewebeadhäsion durch hohe Wärmeleitfähigkeit
- Langlebigkeit des Instruments durch hochwertige Legierung
- Punktgenaue Koagulation durch feinste Spitzengeometrie
- Sicherer Griff des Gewebes durch angeraute Fassfläche
- Geringerer intraoperativer Reinigungsaufwand
- Gute Sicht auf das OP-Feld wegen geringer Lichtreflektionen (z.B. beim Präparieren unter dem Mikroskop)

Abmessungen und Gewicht	
Spitze	Spitze 1,2 mm, stumpf
Länge	200 mm
Basisfeatures	
Form / Ausprägung	bajonett, nach oben gewinkelt
Oberfläche	
Fassflächen	angeraut
Reinigung und Aufbereitung	
Maschinelle Reinigung	max 95 °C
Sterilisation im Autoklaven	max 138 °C
Normen	
Klassifizierung nach 93/42 EWG	IIb
Schutzklasse nach EN 60 601-1	
Typ nach EN 60 601-1	
Weitere Produkthinweise	
Verpackungseinheit	1 Stück
Maximale Betriebsspannung	0.5 kVp