

No: 20195-144

Einsatz für LAP-Zange



Abmessungen und Gewicht

Nadellänge	340 mm
Schaftdurchmesser	5 mm
Länge	340 mm

Basisfeatures

Form / Ausprägung	gefenstert
-------------------	------------

Oberfläche

Fassflächen

Reinigung und Aufbereitung

Maschinelle Reinigung	max 95 °C
Sterilisation im Autoklaven	max 134 °C

Normen

Klassifizierung nach 93/42 EWG	IIb
Schutzklasse nach EN 60 601-1	
Typ nach EN 60 601-1	

Weitere Produkthinweise

Verpackungseinheit	1 Stück
Maximale Betriebsspannung	0.25 kVp