

No: 20711-089

## Retina-Sonde



### Abmessungen und Gewicht

Maße	ø 3 mm
------	--------

### Basisfeatures

Form / Ausprägung	Kugel
-------------------	-------

Flexibilität	flexibel
--------------	----------

### Reinigung und Aufbereitung

Manuelle Reinigung	Wisch- oder Sprühdesinfektion
--------------------	-------------------------------

Sterilisation im Autoklaven	max 138 °C
-----------------------------	------------

### Normen

Klassifizierung nach 93/42 EWG	Ila
--------------------------------	-----

Schutzklasse nach EN 60 601-1	
-------------------------------	--

Typ nach EN 60 601-1	
----------------------	--

### Weitere Produkthinweise

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------