

No: 20711-089

Retina-Sonde



Abmessungen und Gewicht

Maße ø 3 mm

Basisfeatures

Form / Ausprägung Kugel

Flexibilität flexibel

Reinigung und Aufbereitung

Manuelle Reinigung Wisch- oder Sprühdesinfektion

Sterilisation im Autoklaven max 138 °C

Normen

Klassifizierung nach 93/42 EWG IIa

Schutzklasse nach EN 60 601-1

Typ nach EN 60 601-1

Weitere Produkthinweise

Verpackungseinheit 1 Stück