

No: 20420-013

Kryosondenspitze



Abmessungen und Gewicht

Maße \varnothing 9,5 mm

Basisfeatures

Form / Ausprägung oval

Reinigung und Aufbereitung

Maschinelle Reinigung max 95 °C

Sterilisation im Autoklaven max 134 °C

Normen

Klassifizierung nach 93/42 EWG IIa

Schutzklasse nach EN 60 601-1

Typ nach EN 60 601-1

Weitere Produkthinweise

Verpackungseinheit 1 Stück