

No: 20420-013

## Kryosondenspitze



### Abmessungen und Gewicht

Maße	ø 9,5 mm
------	----------

### Basisfeatures

Form / Ausprägung	oval
-------------------	------

### Reinigung und Aufbereitung

Maschinelle Reinigung	max 95 °C
Sterilisation im Autoklaven	max 134 °C

### Normen

Klassifizierung nach 93/42 EWG	IIa
Schutzklasse nach EN 60 601-1	
Typ nach EN 60 601-1	

### Weitere Produkthinweise

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------