

No: 20195-109



## Bipolare Pinzette Classic, gerade

### Abmessungen und Gewicht

Spitze	Spitze 2 mm, stumpf
Länge	300 mm
Fasslänge	10 mm

### Basisfeatures

Form / Ausprägung	gerade
-------------------	--------

### Reinigung und Aufbereitung

Maschinelle Reinigung	max 95 °C
Sterilisation im Autoklaven	max 138 °C

### Normen

Klassifizierung nach 93/42 EWG	IIb
Schutzklasse nach EN 60 601-1	
Typ nach EN 60 601-1	

### Weitere Produkthinweise

Maximale Betriebsspannung	0.5 kVp
Verpackungseinheit	1 Stück