

No: 20195-065

Bipolare Pinzette Classic, kurz abgewinkelt



Abmessungen und Gewicht

Spitze	Spitze 0,7 mm, fein
Länge	190 mm
Fasslänge	5 mm

Basisfeatures

Form / Ausprägung	kurz abgewinkelt
-------------------	------------------

Reinigung und Aufbereitung

Maschinelle Reinigung	max 95 °C
Sterilisation im Autoklaven	max 138 °C

Normen

Klassifizierung nach 93/42 EWG	IIb
Schutzklasse nach EN 60 601-1	
Typ nach EN 60 601-1	

Weitere Produkthinweise

Maximale Betriebsspannung	0.5 kVp
Verpackungseinheit	1 Stück