

No: 21191-019

## Wolfram Nadelelektrode

- Für alles und jeden die passende Form und Größe
- Einsatz in allen offenchirurgischen Fachdisziplinen



### Abmessungen und Gewicht

Maße	∅ 0,5 x 3 mm
Schaftdurchmesser	4 mm
Länge	55 mm

### Basisfeatures

Form / Ausprägung	gebogen
Kompatibilität	VIO, ICC, ACC
Flexibilität	starr
Farbe	schwarz

### Oberfläche

Isolation	isoliert
-----------	----------

### Reinigung und Aufbereitung

Maschinelle Reinigung	max 95 °C
Sterilisation im Autoklaven	max 138 °C

### Weitere Produkthinweise

Maximale Betriebsspannung	1 kVp
Verpackungseinheit	1 Stück