

No: 20195-232

## Einsatz für BiClamp® 110



### Abmessungen und Gewicht

Schaftdurchmesser	5 mm
Länge	110 mm

### Oberfläche

Fassflächen	glatt
-------------	-------

### Reinigung und Aufbereitung

Maschinelle Reinigung	max 95 °C
Sterilisation im Autoklaven	max 138 °C

### Normen

Klassifizierung nach 93/42 EWG	IIb
Schutzklasse nach EN 60 601-1	
Typ nach EN 60 601-1	

### Weitere Produkthinweise

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------