

No: 20195-148

## Einsatz für BiClamp<sup>®</sup> LAP-Zange



Abmessungen und Gewicht	
Nadellänge	340 mm
Schaftdurchmesser	5 mm
Länge	340 mm
Basisfeatures	
Form / Ausprägung	gefenstert
Oberfläche	
Fassflächen	halbtief
Reinigung und Aufbereitung	
Maschinelle Reinigung	max 95 °C
Sterilisation im Autoklaven	max 138 °C
Normen	
Klassifizierung nach 93/42 EWG	IIb
Schutzklasse nach EN 60 601-1	
Typ nach EN 60 601-1	
Weitere Produkthinweise	
Verpackungseinheit	1 Stück