

No: 21196-118

Bipolar Kabel



Abmessungen und Gewicht

Kabellänge	4,50 m
------------	--------

Basisfeatures

Kompatibilität	für STORZ-Resektoskope
Anschluss	MF-U-Stecker

Reinigung und Aufbereitung

Maschinelle Reinigung	max 95 °C
Sterilisation im Autoklaven	max 138 °C

Normen

Klassifizierung nach 93/42 EWG	I
Schutzklasse nach EN 60 601-1	
Typ nach EN 60 601-1	

Weitere Produkthinweise

Verpackungseinheit	1 Stück
Maximale Betriebsspannung	1 kVp