

No: 21191-155



## Spatelektrode

- Für alles und jeden die passende Form und Größe
- Einsatz in allen offenchirurgischen Fachdisziplinen

### Abmessungen und Gewicht

Schaftdurchmesser	2.4 mm
Länge	120 mm
Maße	2,3 x 19 mm

### Basisfeatures

Form / Ausprägung	gerade
Kompatibilität	VIO, ICC, ACC
Flexibilität	starr
Farbe	schwarz

### Oberfläche

Isolation	isoliert
-----------	----------

### Reinigung und Aufbereitung

Maschinelle Reinigung	max 95 °C
Sterilisation im Autoklaven	max 138 °C

### Normen

Klassifizierung nach 93/42 EWG	IIb
Schutzklasse nach EN 60 601-1	
Typ nach EN 60 601-1	

### Weitere Produkthinweise

Verpackungseinheit	1 Stück
Maximale Betriebsspannung	4.3 kVp