

No: 21191-143

Wolfram Schlingenelektrode

- Für alles und jeden die passende Form und Größe
- Einsatz in allen offenchirurgischen Fachdisziplinen
- Das ganze Spektrum sowohl mit 4-mm- als auch mit 2,4-mm-Schaft



Abmessungen und Gewicht

Schaftdurchmesser	2.4 mm
Länge	135 mm
Maße	ø 15 mm

Basisfeatures

Form / Ausprägung	gerade
Kompatibilität	VIO, ICC, ACC
Flexibilität	starr
Farbe	schwarz

Reinigung und Aufbereitung

Maschinelle Reinigung	max 95 °C
Sterilisation im Autoklaven	max 138 °C

Normen

Klassifizierung nach 93/42 EWG	IIb
Schutzklasse nach EN 60 601-1	
Typ nach EN 60 601-1	

Weitere Produkthinweise

Verpackungseinheit	1 Stück
Maximale Betriebsspannung	1.5 kVp