


No: 21191-134

Kugelelektrode



- Für alles und jeden die passende Form und Größe
- Einsatz in allen offenchirurgischen Fachdisziplinen
- Das ganze Spektrum sowohl mit 4-mm- als auch mit 2,4-mm-Schaft

Abmessungen und Gewicht	
Schaftdurchmesser	2.4 mm
Länge	240 mm
Maße	ø 8 mm
Basisfeatures	
Form / Ausprägung	gebogen
Kompatibilität	VIO, ICC, ACC
Flexibilität	starr
Farbe	schwarz
Reinigung und Aufbereitung	
Maschinelle Reinigung	max 95 °C
Sterilisation im Autoklaven	max 138 °C
Normen	
Klassifizierung nach 93/42 EWG	IIb
Schutzklasse nach EN 60 601-1	
Typ nach EN 60 601-1	
Weitere Produkthinweise	

Verpackungseinheit

1 Stück

Maximale Betriebsspannung

4.3 kVp
