


No: 21191-134

Kugelelektrode



- Für alles und jeden die passende Form und Größe
- Einsatz in allen offenchirurgischen Fachdisziplinen
- Das ganze Spektrum sowohl mit 4-mm- als auch mit 2,4-mm-Schaft

| Abmessungen und Gewicht | |
|--------------------------------|---------------|
| Schaftdurchmesser | 2.4 mm |
| Länge | 240 mm |
| Maße | ø 8 mm |
| Basisfeatures | |
| Form / Ausprägung | gebogen |
| Kompatibilität | VIO, ICC, ACC |
| Flexibilität | starr |
| Farbe | schwarz |
| Reinigung und Aufbereitung | |
| Maschinelle Reinigung | max 95 °C |
| Sterilisation im Autoklaven | max 138 °C |
| Normen | |
| Klassifizierung nach 93/42 EWG | IIb |
| Schutzklasse nach EN 60 601-1 | |
| Typ nach EN 60 601-1 | |
| Weitere Produkthinweise | |

Verpackungseinheit

1 Stück

Maximale Betriebsspannung

4.3 kVp
