

No: 21191-123

Kugelelektrode

- Für alles und jeden die passende Form und Größe
- Einsatz in allen offenchirurgischen Fachdisziplinen
- Das ganze Spektrum sowohl mit 4-mm- als auch mit 2,4-mm-Schaft



Abmessungen und Gewicht

| | |
|-------------------|--------|
| Schaftdurchmesser | 2.4 mm |
| Länge | 40 mm |
| Maße | ø 2 mm |

Basisfeatures

| | |
|-------------------|---------------|
| Form / Ausprägung | gerade |
| Kompatibilität | VIO, ICC, ACC |
| Flexibilität | starr |
| Farbe | schwarz |

Reinigung und Aufbereitung

| | |
|-----------------------------|------------|
| Maschinelle Reinigung | max 95 °C |
| Sterilisation im Autoklaven | max 138 °C |

Normen

| | |
|--------------------------------|-----|
| Klassifizierung nach 93/42 EWG | IIb |
| Schutzklasse nach EN 60 601-1 | |
| Typ nach EN 60 601-1 | |

Weitere Produkthinweise

| | |
|---------------------------|---------|
| Verpackungseinheit | 5 Stück |
| Maximale Betriebsspannung | 4.3 kVp |