

No: 21191-123

Kugelelektrode

- Für alles und jeden die passende Form und Größe
- Einsatz in allen offenchirurgischen Fachdisziplinen



Abmessungen und Gewicht

Schaftdurchmesser	2.4 mm
Länge	40 mm
Maße	ø 2 mm

Basisfeatures

Form / Ausprägung	gerade
Kompatibilität	VIO, ICC, ACC
Flexibilität	starr
Farbe	schwarz

Reinigung und Aufbereitung

Maschinelle Reinigung	max 95 °C
Sterilisation im Autoklaven	max 138 °C

Normen

Klassifizierung nach 93/42 EWG	IIb
Schutzklasse nach EN 60 601-1	
Typ nach EN 60 601-1	

Weitere Produkthinweise

Verpackungseinheit	5 Stück
Maximale Betriebsspannung	4.3 kVp