

No: 20195-559

Bipolare Pinzette PREMIUM, bajonett



Abmessungen und Gewicht

Spitze	Spitze 2 mm, stumpf
Länge	170 mm

Basisfeatures

Form / Ausprägung	bajonett
-------------------	----------

Oberfläche

Fassflächen	angeraut
-------------	----------

Reinigung und Aufbereitung

Maschinelle Reinigung	max 95 °C
Sterilisation im Autoklaven	max 138 °C

Normen

Klassifizierung nach 93/42 EWG	IIb
Schutzklasse nach EN 60 601-1	
Typ nach EN 60 601-1	

Weitere Produkthinweise

Verpackungseinheit	1 Stück
Maximale Betriebsspannung	0.5 kVp