

No: 21191-108

Messerelektrode



- Für alles und jeden die passende Form und Größe
- Einsatz in allen offenchirurgischen Fachdisziplinen

Abmessungen und Gewicht

Schaftdurchmesser	2.4 mm
Länge	30 mm
Maße	1,5 x 17 mm

Basisfeatures

Form / Ausprägung	gebogen
Kompatibilität	VIO, ICC, ACC
Flexibilität	starr
Farbe	schwarz

Reinigung und Aufbereitung

Maschinelle Reinigung	max 95 °C
Sterilisation im Autoklaven	max 138 °C

Weitere Produkthinweise

Verpackungseinheit	5 Stück
Maximale Betriebsspannung	4.3 kVp