

No: 20321-014

## Schlauchhalterarm mit 3 Gelenken



### Abmessungen und Gewicht

Länge	1.3 Meter
-------	-----------

### Reinigung und Aufbereitung

Maschinelle Reinigung	max 95 °C
Sterilisation im Autoklaven	max 132 °C

### Normen

Klassifizierung nach 93/42 EWG
Schutzklasse nach EN 60 601-1
Typ nach EN 60 601-1

### Weitere Produkthinweise

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------