

No: 20716-086

Intravitreal-Sonde



Abmessungen und Gewicht

Maße	ø 1,3 mm
------	----------

Basisfeatures

Flexibilität	starr
--------------	-------

Reinigung und Aufbereitung

Manuelle Reinigung	Wisch- oder Sprühdesinfektion
--------------------	-------------------------------

Sterilisation im Autoklaven	max 138 °C
-----------------------------	------------

Normen

Klassifizierung nach 93/42 EWG	Ila
--------------------------------	-----

Schutzklasse nach EN 60 601-1	
-------------------------------	--

Typ nach EN 60 601-1	
----------------------	--

Weitere Produkthinweise

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------