

No: 20716-086

## Intravitreal-Sonde



### Abmessungen und Gewicht

Maße	ø 1,3 mm
------	----------

### Basisfeatures

Flexibilität	starr
--------------	-------

### Reinigung und Aufbereitung

Manuelle Reinigung	Wisch- oder Sprühdesinfektion
--------------------	-------------------------------

Sterilisation im Autoklaven	max 138 °C
-----------------------------	------------

### Normen

Klassifizierung nach 93/42 EWG	Ila
--------------------------------	-----

Schutzklasse nach EN 60 601-1	
-------------------------------	--

Typ nach EN 60 601-1	
----------------------	--

### Weitere Produkthinweise

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------