

No: 21191-081

Großes Chirurgiebesteck, ø 4 mm



- Für alles und jeden die passende Form und Größe
- Einsatz in allen offenchirurgischen Fachdisziplinen

Abmessungen und Gewicht	
Schaftdurchmesser	4 mm
Basisfeatures	
Kompatibilität	VIO, ICC, ACC
Farbe	schwarz
Reinigung und Aufbereitung	
Maschinelle Reinigung	max 95 °C
Sterilisation im Autoklaven	max 138 °C
Normen	
Klassifizierung nach 93/42 EWG	IIb
Schutzklasse nach EN 60 601-1	
Typ nach EN 60 601-1	
Weitere Produkthinweise	
Verpackungseinheit	1 Stück
Maximale Betriebsspannung	4.3 kVp