

No: 20195-171

Bipolare Schere BiSect 230



- Minimierter Instrumentenwechsel
- Optimale Koagulations- und Präparationseigenschaften
- Gleichbleibende Schneide-Eigenschaften
- Kosteneinsparung (verkürzte OP-Zeit, Instrument wiederverwendbar)

Abmessungen und Gewicht

Länge	230 mm
-------	--------

Basisfeatures

Form / Ausprägung	gebogen
-------------------	---------

Reinigung und Aufbereitung

Maschinelle Reinigung	max 95 °C
-----------------------	-----------

Sterilisation im Autoklaven	max 138 °C
-----------------------------	------------

Normen

Klassifizierung nach 93/42 EWG	IIb
--------------------------------	-----

Schutzklasse nach EN 60 601-1	
-------------------------------	--

Typ nach EN 60 601-1	
----------------------	--

Weitere Produkthinweise

Maximale Betriebsspannung	0.6 kVp
---------------------------	---------

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------