

No: 20195-151

## Bipolare Spülpinzette, bajonett



### Abmessungen und Gewicht

Spitze	Spitze 0,5 mm, fein
Länge	200 mm
Fasslänge	7 mm

### Basisfeatures

Form / Ausprägung	bajonett
-------------------	----------

### Reinigung und Aufbereitung

Maschinelle Reinigung	max 95 °C
Sterilisation im Autoklaven	max 138 °C

### Normen

Klassifizierung nach 93/42 EWG	IIb
Schutzklasse nach EN 60 601-1	
Typ nach EN 60 601-1	

### Weitere Produkthinweise

Maximale Betriebsspannung	0.5 kVp
Verpackungseinheit	1 Stück