

No: 20195-169

Bipolare Pinzette Classic, bajonett



Abmessungen und Gewicht

| | |
|-----------|-----------------------|
| Spitze | Spitze 1,2 mm, stumpf |
| Fasslänge | 5 mm |
| Länge | 250 mm |

Basisfeatures

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Form / Ausprägung | bajonett, nach oben gewinkelt |
|-------------------|-------------------------------|

Reinigung und Aufbereitung

| | |
|-----------------------------|------------|
| Maschinelle Reinigung | max 95 °C |
| Sterilisation im Autoklaven | max 138 °C |

Normen

| | |
|--------------------------------|-----|
| Klassifizierung nach 93/42 EWG | IIb |
| Schutzklasse nach EN 60 601-1 | |
| Typ nach EN 60 601-1 | |

Weitere Produkthinweise

| | |
|---------------------------|---------|
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Maximale Betriebsspannung | 0.5 kVp |