

No: 20195-558

## Bipolare Pinzette PREMIUM, bajonett



### Abmessungen und Gewicht

|        |                     |
|--------|---------------------|
| Spitze | Spitze 2 mm, stumpf |
| Länge  | 250 mm              |

### Basisfeatures

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Form / Ausprägung | bajonett |
|-------------------|----------|

### Oberfläche

|             |          |
|-------------|----------|
| Fassflächen | angeraut |
|-------------|----------|

### Reinigung und Aufbereitung

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Maschinelle Reinigung       | max 95 °C  |
| Sterilisation im Autoklaven | max 138 °C |

### Normen

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Klassifizierung nach 93/42 EWG | IIb |
| Schutzklasse nach EN 60 601-1  |     |
| Typ nach EN 60 601-1           |     |

### Weitere Produkthinweise

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Verpackungseinheit        | 1 Stück |
| Maximale Betriebsspannung | 0.5 kVp |