

No: 10325-000

## EIP 2: Spülpumpe für die Endoskopie



- Gute Sicht auf das Zielgebiet
- EIP 2 kann als intestinale Spülung parallel oder ergänzend zu Diagnose und Therapie aktiviert werden

### Netzanschluss

Netzfrequenz	50 / 60 Hz
Potentialausgleichsanschluss	ja

### Weitere Produkthinweise

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

### Normen

Klassifizierung nach 93/42 EWG	IIa
Schutzklasse nach EN 60 601-1	I
Typ nach EN 60 601-1	CF