

No: 10135-000

## APC 3



- Argonplasma-Koagulation mit dem Bedienkomfort des logischen und plausiblen VIO 3-Interface
- Plug and operate, Instrument einstecken und sofort mit der APC-Anwendung starten
- pulsedAPC und forcedAPC fein dosierbar mit 100-stufiger Effekteinstellung
- preciseAPC, der neue Mode für den unteren Energiebereich und für sensible Strukturen

Abmessungen und Gewicht	
Breite x Höhe x Tiefe	415 x 100 x 375 mm
Gewicht	5,3 kg
Gasversorgung	
Gasart	Argon 4.8 (99,998 %)
Weitere Produkthinweise	
Verpackungseinheit	1 Stück
Normen	
Klassifizierung nach 93/42 EWG	IIb
Schutzklasse nach EN 60 601-1	
Typ nach EN 60 601-1	CF