

No: 20196-066

## Bipolar Kabel



### Abmessungen und Gewicht

|            |        |
|------------|--------|
| Kabellänge | 4,50 m |
|------------|--------|

### Basisfeatures

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Kompatibilität | VIO, ICC, ACC                  |
| Anschluss      | Valleylab Geräte (2-Pin 28 mm) |

### Reinigung und Aufbereitung

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Maschinelle Reinigung       | max 95 °C  |
| Sterilisation im Autoklaven | max 138 °C |

### Normen

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Klassifizierung nach 93/42 EWG | I |
| Schutzklasse nach EN 60 601-1  |   |
| Typ nach EN 60 601-1           |   |

### Weitere Produkthinweise

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Verpackungseinheit        | 1 Stück |
| Maximale Betriebsspannung | 1 kVp   |