

No: 20196-115

## Bipolar Kabel



### Abmessungen und Gewicht

Kabellänge	4 m
------------	-----

### Basisfeatures

Kompatibilität	für OLYMPUS Resektoskope
Anschluss	mit MF-Stecker

### Reinigung und Aufbereitung

Sterilisation im Autoklaven	max 134 °C
Maschinelle Reinigung	max 95 °C

### Normen

Klassifizierung nach 93/42 EWG	I
Schutzklasse nach EN 60 601-1	
Typ nach EN 60 601-1	

### Weitere Produkthinweise

Maximale Betriebsspannung	1 kVp
Verpackungseinheit	1 Stück