

No: 20195-003

Bipolare Tastelektrode



Abmessungen und Gewicht

Spitze	Spitze abgewinkelt 45°
Länge	100 mm

Basisfeatures

Form / Ausprägung	gebogen 22,5°
-------------------	---------------

Reinigung und Aufbereitung

Maschinelle Reinigung	max 95 °C
Sterilisation im Autoklaven	max 138 °C

Normen

Klassifizierung nach 93/42 EWG	IIb
Schutzklasse nach EN 60 601-1	
Typ nach EN 60 601-1	

Weitere Produkthinweise

Maximale Betriebsspannung	0.5 kVp
Verpackungseinheit	1 Stück