

No: 20150-041

Applicateur, baïonnette



Dimensions et poids

Dimensions	ø 2,8 mm
Longueur	90 mm

Caractéristiques essentielles

Forme	baïonnette
-------	------------

Nettoyage et préparation

Emballage stérile	EO
Produit à usage unique	oui

Normes

Classification selon la directive CE 93/42/CEE II b	IIb
Classe de protection selon EN 60 601-1 I	
Type selon EN 60 601-1	

Autres informations produit

Unité d'emballage	5 pièce
-------------------	---------