

No: 20711-092

Cryode rétine, boule



Dimensions et poids

Dimensions	ø 2,7 mm
------------	----------

Caractéristiques essentielles

Forme	boule
-------	-------

Flexibilité	rigide
-------------	--------

Nettoyage et préparation

Nettoyage manuel	Désinfection par essuyage ou vaporisation
------------------	---

Stérilisation en autoclave	max 138 °C
----------------------------	------------

Normes

Classification selon la directive CE 93/42/CEE II b	Ila
---	-----

Classe de protection selon EN 60 601-1 I	
--	--

Type selon EN 60 601-1	
------------------------	--

Autres informations produit

Unité d'emballage	1 pièce
-------------------	---------