

No: 20195-152

## Pincette bipolaire à irrigation, baïonnette



### Dimensions et poids

Pointe	pointe 1 mm, mousse
Longueur	200 mm
Longueur des mors	7 mm

### Caractéristiques essentielles

Forme	baïonnette
-------	------------

### Nettoyage et préparation

Nettoyage en machine	max 95 °C
Stérilisation en autoclave	max 138 °C

### Normes

Classification selon la directive CE 93/42/CEE II b	IIb
Classe de protection selon EN 60 601-1 I	
Type selon EN 60 601-1	

### Autres informations produit

Capacité de charge électrique maximale	0.5 kVp
Unité d'emballage	1 pièce