

No: 20195-152

Pincette bipolaire à irrigation, baïonnette



Dimensions et poids

| | |
|-------------------|---------------------|
| Pointe | pointe 1 mm, mousse |
| Longueur | 200 mm |
| Longueur des mors | 7 mm |

Caractéristiques essentielles

| | |
|-------|------------|
| Forme | baïonnette |
|-------|------------|

Nettoyage et préparation

| | |
|----------------------------|------------|
| Nettoyage en machine | max 95 °C |
| Stérilisation en autoclave | max 138 °C |

Normes

| | |
|--|-----|
| Classification selon la directive CE 93/42 EWG | IIb |
| Classe de protection selon EN 60 601-1 | |
| Type selon EN 60 601-1 | |

Autres informations produit

| | |
|--|---------|
| Capacité de charge électrique maximale | 0.5 kVp |
| Unité d'emballage | 1 pièce |