

No: 20195-150

Pincette bipolaire à irrigation, droite



Dimensions et poids

Pointe	pointe 1,5 mm, mousse
Longueur	200 mm
Longueur des mors	8 mm

Caractéristiques essentielles

Forme	droite
-------	--------

Nettoyage et préparation

Nettoyage en machine	max 95 °C
Stérilisation en autoclave	max 138 °C

Normes

Classification selon la directive CE 93/42 EWG	IIb
Classe de protection selon EN 60 601-1	
Type selon EN 60 601-1	

Autres informations produit

Capacité de charge électrique maximale	0.5 kVp
Unité d'emballage	1 pièce