

No: 21191-112



## Electrode aiguille

- La forme et la taille adaptés à tous les cas et à chacun
- Utilisées dans toutes les disciplines de la chirurgie ouverte
- La gamme complète des électrodes est livrable en diamètre de 4 mm et de 2,4 mm

### Dimensions et poids

Diamètre d'emmanchement	2.4 mm
Longueur	40 mm
Dimensions	ø 0,8 x 22 mm

### Caractéristiques essentielles

Forme	droite
Compatibilité	VIO, ICC, ACC
Flexibilité	rigide
Couleur	noire

### Nettoyage et préparation

Nettoyage en machine	max 95 °C
Stérilisation en autoclave	max 138 °C

### Normes

Classification selon la directive CE 93/42/CEE II b	IIB
Classe de protection selon EN 60 601-1 I	
Type selon EN 60 601-1	

### Autres informations produit

Unité d'emballage	5 pièce
Capacité de charge électrique maximale	4.3 kVp