

No: 20195-518

Pincette bipolaire Premium, droite



Dimensions et poids

Pointe	pointe 2 mm, mousse
Longueur	280 mm

Caractéristiques essentielles

Forme	droite
Compatibilité	VIO, ICC, ACC
Couleur	bleue

Surface

Mors	rugueuse
------	----------

Nettoyage et préparation

Nettoyage en machine	max 95 °C
Stérilisation en autoclave	max 138 °C

Normes

Classification selon la directive CE 93/42 EWG	IIb
Classe de protection selon EN 60 601-1	
Type selon EN 60 601-1	

Autres informations produit

Unité d'emballage	1 pièce
Capacité de charge électrique maximale	0.5 kVp