

No: 10150-000

ERBEJET 2



- Préservation des vaisseaux des nerfs et des organes
- Saignements minimes, gestion contrôlée des hémorragies
- Sélectivité tissulaire élevée pour une préparation et dissection précise par couches
- Élévation haute pression sans aiguille pour former un coussin liquide
- Bonne visibilité du champ opératoire grâce à l'irrigation et l'aspiration intégrées
- Durée totale de l'intervention raccourcie

Raccordement secteur

Tension secteur	100 - 240 Volt
Fréquence secteur	50 / 60 Hz

Dimensions et poids

Poids	11 kg
-------	-------

Autres informations produit

Bus de communication	[ERBE Communication Bus (ECB)]
Unité d'emballage	1 pièce