

No: 20150-060

## HybridKnife<sup>®</sup> T-Type I-Jet



- Pas de nécessité de changement d'instrument, durée d'intervention raccourcie
- Le liquide de coupe pouvant être redosé à tout moment
- Protection mécanique et thermique du coussin hydraulique maintenue pendant la durée totale de la résection
- Bonne visibilité du champ opératoire; minimisation du risque de saignement (compression des vaisseaux sanguins par le coussin hydraulique)
- Dosage variable de la pression du jet d'eau dépendant de la lésion, couche tissulaire, application

### Dimensions et poids

Dimensions	ø 2,3 mm
Pointe	Type T
Longueur d'aiguille	5 mm
Longueur	1.9 [Meter]

### Caractéristiques essentielles

Compatibilité	VIO, ERBEJET 2
Flexibilité	flexible
Connexion	International (3-Pin)

### Nettoyage et préparation

Emballage stérile	EO
Produit à usage unique	oui

### Normes

Classification selon la directive CE 93/42 EWG	IIb
Classe de protection selon EN 60 601-1	
Type selon EN 60 601-1	

### Autres informations produit

Capacité de charge électrique maximale	2.5 kVp
Unité d'emballage	5 pièce