

No: 21191-081

Grand nécessaire de chirurgie, \varnothing 4 mm



- La forme et la taille adaptés à tous les cas et à chacun
- Utilisées dans toutes les disciplines de la chirurgie ouverte
- La gamme complète des électrodes est livrable en diamètre de 4 mm et de 2,4 mm

Dimensions et poids

Diamètre d'emmanchement	4 mm
-------------------------	------

Caractéristiques essentielles

Compatibilité	VIO, ICC, ACC
---------------	---------------

Couleur	noire
---------	-------

Nettoyage et préparation

Nettoyage en machine	max 95 °C
----------------------	-----------

Stérilisation en autoclave	max 138 °C
----------------------------	------------

Normes

Classification selon la directive CE 93/42 EWG	I Ib
--	------

Classe de protection selon EN 60 601-1	
--	--

Type selon EN 60 601-1	
------------------------	--

Autres informations produit

Unité d'emballage	1 pièce
-------------------	---------

Capacité de charge électrique maximale	4.3 kVp
--	---------