

No: 20195-544

Pincette bipolaire PREMIUM, baïonnette



- Faible adhésion tissulaire grâce à une conductivité thermique élevée
- Longévité des instruments due à l'utilisation d'alliages de haute qualité
- Coagulation ciblée grâce à une géométrie extrêmement fine de la pointe
- Saisie sûre du tissu grâce aux surfaces de préhension rugueuses
- Minimum d'entretien intraopératoire
- Bonne visibilité du champ opératoire due au manque de réflexes lumineux (p. ex. lors de préparations sous microscope)

Dimensions et poids	
Pointe	pointe 0,4 mm, très fine
Longueur	230 mm
Caractéristiques essentielles	
Forme	baïonnette
Surface	
Mors	rugueuse
Nettoyage et préparation	
Nettoyage en machine	max 95 °C
Stérilisation en autoclave	max 138 °C
Normes	
Classification selon la directive CE 93/42 EWG	IIb
Classe de protection selon EN 60 601-1	
Type selon EN 60 601-1	
Autres informations produit	
Unité d'emballage	1 pièce
Capacité de charge électrique maximale	0.5 kVp