

No: 10325-000

## EIP 2 pompe d'irrigation



- Bonne vision du champ opératoire
- EIP 2 peut être activé comme rinçage intestinal parallèle ou complémentaire au diagnostic ou à la thérapie

### Raccordement secteur

Fréquence secteur	50 / 60 Hz
Raccordement équipotentiel	oui

### Autres informations produit

Unité d'emballage	1 pièce
-------------------	---------

### Normes

Classification selon la directive CE 93/42 EWG	IIa
Classe de protection selon EN 60 601-1	I
Type selon EN 60 601-1	CF