

No: 10134-000

APC 2: Coagulation par Plasma d'Argon



- Procédé sans contact, pas de collage des pointes de l'instrument
- Coagulation efficace et régulière de la surface pour une hémostase et une dévitalisation homogènes
- Meilleure dosabilité, d'où une sécurité d'application
- Un minimum de carbonisation, d'émanation de fumée et de nuisance olfactive
- Un procédé sûr et pratiquement sans complications

Dimensions et poids

Largeur x Hauteur x Profondeur	410 x 80 x 370 mm
Poids	4,8 kg

Approvisionnement gaz

Type de gaz	Argon 4.8 (99.998 %)
-------------	----------------------

Autres informations produit

Unité d'emballage	1 pièce
-------------------	---------